

WHO – STAB PLUS

Orteza na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka/ Hand and forearm orthosis with thumb hold
Wydanie 11.2010/Edition 11.2010

WHO – STAB PLUS to zamknięta orteza nadgarstka z ujęciem kciuka o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, dysfunkcji okolic nadgarstka. Jej konstrukcja zapewnia trójpunktową stabilizację oraz umożliwia utrzymanie kciuka w pozycji funkcjonalnej. Zastosowanie profilowanych stalek pozwala na unieruchomienie nadgarstka w wymaganej terapeutycznie pozycji. Odpowiednie dopasowanie ortezy umożliwiają cztery taśmy dociągowe.

Wskazania

Leczenie i doleczenie urazów struktur kostnych i tkanek miękkich w obrębie nadgarstka.

Choroby zapalne i zwyrodnieniowe w obrębie nadgarstka.

Zespoły bólowe powstałe w wyniku przeciążeń.

Podtrzymanie, stabilizacja nadgarstka.

Uszkodzenie nerwów obwodowych promieniowego i pośrodkowego.

Dooleczenie złamań i podejmowanie aktywności fizycznej po okresie rekonwalescencji.

Opis produktu

Orteza została wykonana z dwóch rodzajów materiału. Pierwsza zewnętrzna to włóknina techniczna Supergrip 100% PES, drugą stanowi dzianina PA laminowana PU. Ortezę została wyposażona w cztery taśmy dociągowe wykonane z rzepów twardych. Taśmy umożliwiają dopasowanie siły docisku do indywidualnych potrzeb, jak również zapewniają stabilizację kciuka. Orteza posiada trzy stalki: dwie wyprofilowane wykonane z aluminium i jedną elastyczną z PCV. Orteza dostępna jest w wersji prawej i lewej.

Instrukcja zakładania:

Rozluźnić taśmy.

Umieścić stalki w tunelach (w przypadku, gdy nie są w nich umieszczone).

Włożyć ortezę na odpowiednią kończynę górną.

Zapiąć taśmy, dostosowując siłę docisku do indywidualnych potrzeb.

WHO-STAB PLUS is a closed orthosis with thumb hold of wide therapeutic use. It helps treatment and rehabilitation of wrist injuries and dysfunctions. Its construction ensures three-point stabilisation and maintains the thumb in functional position. Due to the profiled liners it allows to immobilize the wrist in a chosen therapeutic position. Four additional bands allows to adjust the WHO-STAB to the patient's hand and soft lining ensures comfort of use.

Indications:

Treatment and follow-up treatment of wrist, thumb and lower forearm injuries, inflammation and other dysfunctions; injuries to medial and radial circumerential nerves.

Follow-up treatment after fractures and while taking up sport activities after convalescence.

Product description:

WHO-STAB PLUS is made of velour knitwear. It is equipped with four Velcro bands which allows to adjust the pressure to the individual needs and ensures excellent thumb stabilization. The construction consists of three liners: two profiled liners, one aluminium and one elastic liner made of PCV. WHO-STAB PLUS is available in two versions: right and left.

Putting on:

Loosen the bands and place the liners in the tunnels (in case they are not already placed).

Put the orthosis on a hand.

Fasten the bands and adjust the pressure.

Rozmiar/Size	S	M	L
Obwód nadgarstka/Wrist circumference (cm)	14-16	16-18	18-21

Przed praniem wyjąć aluminiowe stali. Nie używać szczoteczki. / Before washing, please, remove the liners. Please, do not use the brush while washing.



UWAGA

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.



ATTENTION

Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA

WYTWÓRCA: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, tel. +4842 6748384, fax. +4842 636 51 21, www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

MANUFACTURER: mdh ltd. 22/24 ks. W. Tymienieckiego, 90-349 Lodz, Poland, phone: +4842 212 38 04, fax. +4842 6740499, export@mdh.pl