

## Rebound ROM Knee Sleeve

Orteza stabilizująca stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia  
nr kat. ORR7080 - wersja krótka, ORR7081 - wersja długa

### CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego, o strukturze przestrzennej (dystansowej) materiału ograniczającego utrzymywanie ciepła, poprawiającego komfort użytkowania,
- zegar o płaskim profilu z możliwością podwójnego ograniczenia zakresu ruchu - zgięcie i wyprost,
- szyny boczne umożliwiają doksztaltowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli zakresu ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,

### ZASTOSOWANIE:

Łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii. Doleczanie po uszkodzeniach więzadeł stawu kolanowego, skręceniach. Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego.



Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda* (cm)	29 – 35	35 – 41	41 – 46	46 – 52	52 – 57	57 – 63

\* Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki