

RECLINER EXTRA

wózek inwalidzki specjalny

nr katalogowy **VCWK702**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w grubą, miękką poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi
- demontowalne podłokietniki
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne koła antywywrotne z regulacją wysokości
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- koła przednie pełne, rozmiar 8"
- ciągi aluminiowe
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- wyposażony w klocki hamulcowe
- tylna barierka stabilizująca wózek
- pompka



CE VITEA[®]
CARE

Szerokość siedziska (cm)	45
Głębokość siedziska (cm)	43
Wysokość wózka (cm)	133
Szerokość wózka (cm)	67,5
Długość wózka (cm)	128 - 143
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	42,5
Waga wózka (kg)	22,6
Maksymalne obciążenie (kg)	120

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl