

PROMYK

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

nr katalogowy **DRVG0L**

CECHY PRODUKTU:

- rama wzmocniona aluminiowo-stalowa
- koła pełne
- hamulec postojowy na koła tylne
- regulowany kątowno i składany podnózek
- 5-cio punktowe pasy
- tapicerka wykonana z tkaniny łatwej w utrzymaniu czystości
- budka chroniąca użytkownika przed deszczem i słońcem
- zagłówek
- klin abdukcynny
- pokrowiec ochronny na nogi
- torba na zakupy w tylnej części wózka
- barierka zabezpieczająca przed wypadnięciem
- kamizelka opcjonalnie
- waga użytkownika do 70 kg

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rzemiową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.



VITEA[®]
CARE

Wysokość całkowita wózka (cm)	126	Szerokość siedziska (cm)	39
Szerokość oparcia (cm)	39	Wysokość oparcia (cm)	70
Szerokość całkowita wózka (cm)	60	Masa wózka (kg)	do 25
Maksymalna długość wózka (cm)	142	Średnica kółek przód/tył (cm)	24
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	55	Maksymalna waga użytkownika (kg)	70
Głębokość siedziska (cm)	46	Maksymalny wzrost dziecka (cm)	170

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl