


Rowery trójkołowe  
**Rowery trójkołowe**  
Rowery trójkołowe  
Rowery trójkołowe  
Rowery trójkołowe  
Rowery trójkołowe





Wersja: 2019-01

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.  
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie może być również przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocą systemów elektronicznych.

© N.V. Vermeiren N.V. 2019

## **Dzieci**

Aqua - Safari  
Happy - Sporty

**6**

6  
10

## **Młodzież**

Freedom

**14**

14

## **Dorośli**

Lagoon  
Vintage  
E-wersja

**16**



16  
18  
20

## **Opcje**

**22**

## Jak wybrać swój rower?

Aby dobrać rower do użytkownika należy podać tylko jeden parametr, A-wewnętrzna długość nogi.







Aqua



# AQUA

## AQUA

Dekoracja i jasne, błyszczące kolory są odzwierciedleniem preferencji estetycznych dzieci. Dzwonek w kształcie delfina (opcja) i taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło - standard (opcjonalnie dostępne inne napedy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Wew. długość nogi  
od 30 do 46 cm

powyżej  
3 lat

### Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1110



648



500-640



726-838



12" x 2.00



14



40

Wymiary w mm, waga w kg. Możliwa tolerancja w wymiarach i wadze (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).





# SAFARI

## SAFARI

Dekoracje SAFARI i jasne, błyszczące kolory przyciągają uwagę dzieci. Dzwonek w kształcie żrafy (opcja) i taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb Twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło - standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Wew. długość nogi  
od 30 do 46 cm

powyżej  
3 lat

Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1110



648



500-640



726-838



12" x 2.00



14



40

Wymiary w mm, waga w kg. Możliwa tolerancja w wymiarach i wadze (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).



adp

# Happy

## HAPPY - 100% dziewczynki

Śliczny różowy kolor w połączeniu z jasnym białym i motywami dekoracyjnymi typowymi dla dziewczynek. Taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb Twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Hamulec typu V

Wew. długość nogi  
od 50 do 70 cm

powyżej  
8 lat

## Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1294



648



610-760



827-940



16" x 1,75



16,5



60

Wymiary w mm, waga w kg. Możliwa tolerancja w wymiarach i wadze (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).



Sporty





# Sporty

## SPORTY - Chłopaki to Chłopaki

Głęboki czarny kolor z ognisto czerwonymi i piłkarskimi motywami jest w sam raz dla chłopaka. Taca/bagażnik idealna do przewożenia zabawek. Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem tak aby idealnie pasowała do potrzeb twojego dziecka.

- Hamulec ręczny z blokadą.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Napęd typu ostre koło – standard (opcjonalnie dostępne inne napędy).
- Dostępne różne opcje dodatkowe.



Wew. długość nogi  
od 50 do 70 cm

powyżej  
8 lat

### Lista opcji dodatkowych na str. 22.



1294



648



610-760



827-940



16" x 1,75



16,5



60

Wymiary w mm, waga w kg. Możliwa tolerancja w wymiarach i wadze (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).

# FREEDOM

## BIAŁY

Freedom to wytrzymały rower trójkołowy. Idealny dla wymagającej młodzieży, dostępny w kolorze czarnym i białym. Fantastyczny druch na spacerach po bezdrożach.

Lista opcji dodatkowych na str. 22.

Dostępny również jako E-bike (str. 20).



1599



670



720-860



590-780



20" x 1,75



25,5



110

# FREEDOM

## CZARNY

- Dostępne różne opcje.
- Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Hamulec widłowy z przodu z funkcją blokady. Opcjonalnie dostępny hamulec tarczowy tylny.
- Metalowy bagażnik.



Wew. długość nogi  
od 68 do 88 cm

powyżej  
14 lat



Hamulec typu V

## LAGOON

### Rower trójkołowy dla dorosłych

Dostępny w klasycznym bordowym kolorze lub w bardziej naturalnej szarej tonacji. Doskonały rower na dłuższe wycieczki, stabilny i komfortowy.

Lista opcji dodatkowych na str. 22.

Dostępny również w wersji z napędem elektrycznym **E-wersja**, ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym, który może zostać użyty do napędzania.





# LAGOON

- Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem.
- Hamulec widłowy z przodu z funkcją blokady. Opcjonalnie dostępny hamulec tarczowy tylny.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Regulowana wysokość siedziska.
- Metalowy bagażnik.



Wew. długość nogi  
od 75 do 108 cm

dorośli



Hamulec typu V



1808



768



810-900



1121-1309  
1013-1206 (Vintage)



24" x 1 3/8"



27,8



125

Wymiary w mm, waga w kg. Możliwa tolerancja w wymiarach i wadze (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).

## VINTAGE

### Rower trójkołowy dla dorosłych

Klasyka i stylowe retro przyciągną ludzką uwagę. Brązowe opony i duży brązowy kufer wiklinowy w stylu Vintage (opcja) dopełniają obrazu.

**Lista opcji dodatkowych na str. 22.**

Dostępny również w wersji z napędem elektrycznym **E-wersja**, ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym, który może zostać użyty do napędzania.



# Vintage

- Kierownica (dostępne różne modele) jest regulowana na wysokość i pod kątem.
- Hamulec widłowy z przodu z funkcją blokady. Opcjonalnie dostępny hamulec tarczowy tylny.
- Obniżona rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- Duży metalowy bagażnik. Opcjonalnie kosz wiklinowy
- Regulowana wysokość siedziska.



Wew. długość nogi  
od 75 do 108 cm

dorośli



1808



768



810-900



1121-1309  
1013-1206 (Vintage)



24" x 1 3/8"



27,8



125

Wymiary w mm, waga w kg. Możliwa tolerancja w wymiarach i wadze (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).



2217E



Sterownik ręczny



Paczka baterii



# Wersja - E

Model z napędem elektrycznym wspomagającym napędzanie.

E-wersja jest tylko możliwa z modelami FREEDOM, LAGOON i VINTAGE. Rower z napędem elektrycznym pozwoli jechać dalej, łatwiej i szybciej.

System sterowania jest bardzo łatwy i prosty w użyciu. Po prostu włącz przycisk ON/OFF na baterii a napęd się włączy i będzie gotowy do użycia. System jest wyposażony w przycisk BOOSTER, który powoduje, że rower szybko przyspiesza (na przykład przy podjazdach pod strome wzniesienia).

Obudowa baterii, zamontowana z tyłu roweru jest lekka i demontowalna, pozwala na ładowanie baterii w mieszkaniu.

Napęd elektryczny jest zintegrowany z przednim kołem.



Wew. długość nogi  
od 75 do 108 cm

dorośli



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Zasięg: zależy od warunków używania, stanu nawierzchni, cech fizycznych użytkownika i prędkości jazdy.

# KONFIGURACJA I OPCJE

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
<b>S1</b>	Klasyczna kierownica	•	•	•	•	-
<b>S2</b>	Płaska kierownica	•	•	•	•	-
<b>S3</b>	Miejska kierownica	-	-	•	•	standard
<b>S4</b>	Kwadratowa kierownica	•	•	•	-	-
<b>S5</b>	Regulowany uchwyt kierownicy	-	-	•	•	•
<b>D1</b>	Blokada wychylenia kierownicy	•	•	•	•	•
<b>06</b>	Ostre koło	•	•	•	•	•
<b>01 + B1</b>	Wolne koło	-	-	•	•	•
<b>B1</b>	Hamulec tarczowy na tylne koło	-	-	•	•	•
<b>02</b>	Torpedo	•	•	•	•	•
<b>03</b>	3 przełożenia	-	•	•	•	•
<b>07</b>	7 przełożenia	-	-	•	•	•
<b>23</b>	Różnicowy	-	-	-	•	•
<b>F1</b>	Uchwyt stopy	•	•	•	•	•
<b>F2</b>	Uchwyt stopy typu "nosek"	•	•	•	•	•
<b>F3</b>	Uchwyt stopy "sandał"	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>F4</b>	Uchwyt stopy "sandał" + uchwyt tydk	•	•	•	•	•
<b>F5</b>	Regulacja długości korby (2 pozycje)	-	•	•	•	•
<b>E1</b>	Uchwyt do pchania (335 lub 605 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

(S) : MAŁY - (M) : ŚREDNI

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
<b>E2</b>	Oświetlenie	-	•	•	•	•
<b>E3</b>	Prędkościomierz baterie w zestawie)	-	•	•	•	•
<b>E4</b>	Kosz wiklinowy typu Vintage	-	-	-	-	•
<b>E5</b>	Zamykany kufer (objętość: 30 litrów)	-	-	•	•	•
<b>E6</b>	Uchwyt na kule	-	-	•	•	•
<b>E7</b>	Uchwyt na bidon (bez bidonu)	•	•	•	•	•
<b>E8</b>	Lusterko wsteczne	•	•	•	•	•
<b>E9</b>	Uchwyt dłoni	•	•	•	•	•
<b>E10</b>	Uchwyt dłoni + nadgarstka	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>E11</b>	Uchwyt ręki "rękawica"	•	•	•	•	•
<b>E12</b>	Siodelko "komfort"	-	-	•	•	•
<b>E13-D</b>	Trener domowy	-	•	•	•	•
<b>E14</b>	Koszyk z przodu	-	-	•	•	•
<b>BAT 9 - 13</b>	Dodatkowy akumulator E-bike (9A lub 13A)	-	-	-	•	•
<b>P1</b>	Stabilizacja miednicy	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P2</b>	Stabilizacja pleców	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P3</b>	Stabilizacja pleców + miednicy (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P4</b>	Regulacja siodelka (140 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
<b>P5</b>	Uchwyt siodelka z amortyzacją	-	-	-	-	•
<b>E-bike</b>	Z pedału elektrycznego	-	-	•	•	•
<b>E15</b>	Napęd niezależny do roweru elektrycznego (napęd w manetce)	-	-	•	•	•


# K O N F I G U R A C J A

## Kierownica



S1

Klasyczna kierownica



S2

Płaska kierownica



S3

Miejska kierownica



S4

Kwadratowa kierownica



S5 - Regulowany uchwyt kierownicy



D1 - Blokada wychylenia kierownicy

## Napęd



06 - Ostre koło



01 - Wolne koło



B1 - Hamulec tarczowy na tylne koło



02 - Torpedo



03 - 3 przełożenia  
07 - 7 przełożeń



E15 - napęd niezależny do roweru elektrycznego (napęd w manetce)

## Stabilizacja



P1 - Stabilizacja miednicy



P2 - Stabilizacja pleców



U80 - Neoflex neoprenowy pas piersiowy



U73 - Neoflex - neoprenowa kamizelka



E9 - Uchwyt dłoni



E10 - Uchwyt dłoni + nadgarstka



# I O P C J E

## Inne




**E11** - Uchwyt ręki  
"rękawica"



**P4** - Regulacja siodełka



**P5** - Uchwyt siodełka  
z amortyzacją



**E12** - Siodełko  
"komfort"



**E1** - Uchwyt do pchania



**E14** - Koszyk z  
przodu

## Pedały



**F1** - Uchwyt stopy



**F2** - Uchwyt stopy  
typu "nosek"



**F3** - Uchwyt stopy  
"sanda"



**F4** - Uchwyt stopy  
"sanda" + uchwyt tydk



**F5** - Regulacja długości  
korby (2 pozycje)



**E2** - Oświetlenie

## Akcesoria



**E3** - Prędkościomierz



**E4** - Kosz wiklinowy  
typu Vintage



**E5** - Zamykany kufer



**E6** - Uchwyt na kule



**E7** - Uchwyt na bidon  
(bez bidonu)



**E8** - Lusterko  
wsteczne



Wersja: 2019-01

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z tłumaczeniem.

Zadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie może być również przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocą systemów elektronicznych.

© N.V. Vermeiren N.V. 2019

**Vermeiren Polska sp. z o.o.**

ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska

Tel: 00 48 71 387 42 00

Fax: 00 48 71 387 05 74

[www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)

[info@vermeiren.pl](mailto:info@vermeiren.pl)



dystrybucja:

**VERMEIREN**  
Tworzymy nowe możliwości