

## WHO - STAB PLUS

Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka  
nr kat. DRQF0B

### CECHY PRODUKTU:

- orteza typu zamkniętego,
- wykonana z włókniny technicznej pokrytej wewnątrz dzianiną,
- usztywnione ujęcie kciuka,
- posiada wyprofilowane, szynowe, silne wzmocnienia promieniowe i dłoniowe,
- stabilizacja trójpunktowa i regulowane zapięcie samoprzyczepnymi taśmami,
- wersja prawa i lewa,
- kolor szaro-czarny.

### ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dolnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, choroby zapalne np. RZS i choroba zwyrodnieniowa w obrębie nadgarstka, części dystalnej przedramienia i kłębu kciuka, uszkodzenie nerwów obwodowych promieniowego i pośrodkowego, doleczenie złamań, ochrona podczas podejmowania aktywności fizycznej po okresie rekonwalescencji, oraz podczas uprawiania sportów.



Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	14 – 16	16 – 18	18 – 21