



TGR-R PP 474

## PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA PNEUMATYCZNA

Poduszka przeciwodleżynowa do stosowania na siedzisko wózka inwalidzkiego. Zalecana w zapobieganiu powstawania odleżyn oraz w początkowej terapii przeciwodleżynowej (I stopień EPUAP). Wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz zapewnia dodatkową stabilizację.

### CECHY PRODUKTU

- samopompujący system komór pneumatycznych
- pianka VISCO-ELASTYCZNA z pamięcią kształtu
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej oraz antypoślizgowej
- ergonomiczna i trwała

### DANE TECHNICZNE

<b>GŁĘBOKOŚĆ</b>	40 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	8 cm
<b>SZEROKOŚĆ</b>	41, 43, 46, 48 cm
<b>MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE</b>	150 kg