

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TOALETOWY PACJENTA

nr katalogowy **BMW02**

CECHY PRODUKTU:

- malowana na biało, stalowa rama
- elektryczna regulacja wysokości siedziska
- siedzisko wyposażone w otwór toaletowy
- zamknięcie oparcia metalowym zamkiem
- siedzisko ruchome - dzieli się na dwie części
- podnóżki plastikowe, uchylne
- wszystkie koła pełne
- przednie koła z hamulcami



CE VITEA CARE

Długość całkowita (cm)	75	Średnica przednich kółek (cm)	7,5
Szerokość całkowita (cm)	53	Średnica tylnych kółek (cm)	5
Wysokość wózka (cm)	125	Wysokość ramion jezdnych z kółkami (cm)	11
Szerokość siedziska (cm)	44,5	Waga podnośnika (kg)	24,3
Głębokość siedziska (cm)	35	Maksymalna waga pacjenta (kg)	135
Wysokość najazdowa siedziska (cm)	39 - 64,5		
Wysokość podpór rąk i oparcia (cm)	30		

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl