

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru




**S.19.01.00** (P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**S.22.01.01** (P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Cena wersji standardowej:

**Wersja wózka (brutto detal):**

<input type="checkbox"/>	1.610-01	(119-401) ręczna regulacja kąta siedziska oraz kąta oparcia	<b>18.900,00</b>
<input type="checkbox"/>	1.610-02	(119-25) ręczna regulacja kąta siedziska oraz elektryczna regulacja kąta oparcia	<b>19.900,00</b>
<input type="checkbox"/>	1.610-03	(118-401) elektryczna regulacja kąta siedziska oraz ręczna regulacja kąta oparcia	<b>19.900,00</b>
<input type="checkbox"/>	1.610-04	(118-25) elektryczna regulacja kąta siedziska oraz kąta oparcia	<b>20.900,00</b>

**Prędkość maksymalna**

5003 prędkość 10 km/h/ silniki 2x300W waga użytkownika do 120kg; zasięg do 25km

**Szerokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 380-500mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 430-550mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 480-600mm	-

**Głębokość siedziska** (możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska, skokowo w zakresie 400-530mm)

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-

**Typ siedziska** (możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska, skokowo w zakresie 400-530mm)

<input checked="" type="checkbox"/>	738	tekstylna tapicerka siedziska; 15mm gąbka obszyta kodurą	-
<input type="checkbox"/>	1070541	aluminiowa płyta siedziska	750,00

**Poduszka siedziska**

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska; wysokość 50mm; obszycie kodura czarna	150,00
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska; wysokość 50mm; obszycie kodura	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00
<input type="checkbox"/>	10326	poduszka siedziska; wysokość 30mm; obszycie kodura	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 200,00
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 200,00

**Profilowana poduszka siedziska ErgoSeat wraz z aluminiową płytą siedziska; obszycie czarna tkanina; dla szerokości siedziska:** (podana cena zawiera koszt poduszki wraz z płytą siedziska)

<input type="checkbox"/>	1077812	380mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	1077813	430mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	1077814	480mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	12008	pokrowiec poduszki ErgoSeat z dzianiny dystansowej	<input type="checkbox"/> czarno-czerwony <input type="checkbox"/> czarno-granatowy 150,00

**Poduszka siedziska Netti wraz z aluminiową płytą siedziska:** (podana cena zawiera koszt poduszki wraz z płytą siedziska)

<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO	1.300,00
<input type="checkbox"/>	7203	delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT	1.400,00
<input type="checkbox"/>	7208	delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry	1.300,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Siedzisko opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi MINI (dla szerokości siedziska do 380mm)		250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI (dla szerokości siedziska 380-440mm)		250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI (dla szerokości siedziska 480mm)		250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 10mm         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 30mm         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 50mm         </div> </div>	350,00
<input type="checkbox"/>	1070540	klin krokowy twardy <b>TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA KOD 1070541</b>		1.100,00
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamra plastikową (dla szerokości siedziska 380 i 430mm)		100,00
<input type="checkbox"/>	2448	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamra plastikową (dla szerokości siedziska 480mm)		100,00
<input type="checkbox"/>	6218	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową		150,00

**Oparcie pleców**

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie kodura czarna		-
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie kodura	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	100,00
<input type="checkbox"/>	11735	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	150,00

**Profilowana poduszka oparcia pleców ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	1077824	dla szerokości siedziska 380mm		160,00
<input type="checkbox"/>	1077825	dla szerokości siedziska 430mm		160,00
<input type="checkbox"/>	1077826	dla szerokości siedziska 480mm		160,00
<input type="checkbox"/>	12009	pokrowiec na poduszkę oparcia pleców ErgoSeat z dzianiny oddychającej	<input type="checkbox"/> czarny <input type="checkbox"/> czerwony <input type="checkbox"/> granatowy	150,00

**Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI**

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm		500,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm		700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm		750,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona		800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Elementy stabilizacji**

<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska 480mm	300,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową	150,00
<input type="checkbox"/>	6220	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową	450,00

**Zagłówki**

<input type="checkbox"/>	1069259	zagłówek MEYRA mały; mocowany do sztangi oparcia pleców	700,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży; mocowany do sztangi oparcia pleców	750,00

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

**Boczki**

<input type="checkbox"/>	106	boczek wyjmowany z osłoną ubrania z plexi- czarne; regulowany na wysokość podłokietnik	-
<input type="checkbox"/>	1070893	boczek wyjmowany z osłoną ubrania z plexi- czarne; regulowany na wysokość podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki	250,00
<input type="checkbox"/>	1070912	boczek wyjmowany z osłoną ubrania z plexi- czarne; regulowany na wysokość podłokietnik wydłużony do tyłu wózka	550,00

**Podnóżki (odchylane i zdejmowane)**

<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi)	750,00

montaż uchwytów podnóżków

 na zewnątrz do wewnątrz**Stopień podnóżka**


<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; szerokość 150mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarny; z regulacją głębokości i kąta; szerokość płyty 150mm <b>w przypadku kodu 54 - jednoczęściowy stopień podnóżka określi sposób montażu uchwytów podnóżków (opcja powyżej)</b>	800,00

**Podaj długość podudzia**

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
w zakresie 280-430mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:**

**Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**



<input type="checkbox"/>	10124470822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki <b>TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA DZIELONYM - KOD 798</b>	450,00

**Ogumienie**

<input type="checkbox"/>	163/146	kółka przednie 9" (230x70mm); pompowane; przednia wysokość siedziska: <input type="checkbox"/> 400mm bez poduszki siedziska <input type="checkbox"/> 480mm z poduszką siedziska 50mm <input type="checkbox"/> 510mm z poduszką siedziska ErgoSeat; kąt nachylenia siedziska 4°	-
<input type="checkbox"/>	460/846	koła tylne 14" (356x5mm); pompowane	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie w kolorze czarnym	-

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	2838/2847	elektronika LINX <input type="checkbox"/> 60- sterowanie lewa ręka <input type="checkbox"/> 74- sterowanie prawa ręka	-
<input type="checkbox"/>	932	pełne oświetlenie drogowe LED wraz z kierunkowskazami	-
<input type="checkbox"/>	4696/731	akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h); ładowarka 5A	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt joysticka z regulacją przód - tył, regulacja wysokości, odchylany (pantograf)	-
<input type="checkbox"/>	1070778	osłona joysticka przed uderzeniem	300,00
<input type="checkbox"/>	1072650	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna, montowany do barierki oparcia pleców; możliwość przełożenia joysticka przód - tył	800,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	czarny mat	-
--------------------------	-----	------------	---

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	10822200970	uchwyt na kule (2 szt.) mocowany do boczaków; kule w pozycji poziomej	550,00
<input type="checkbox"/>	1069786	bagażnik rurkowy	250,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	1068409	lusterko; mocowanie po stronie bez joysticka	350,00
<input type="checkbox"/>	8108592	lusterko; mocowanie po stronie z joystickiem	350,00
<input type="checkbox"/>	3075802	śpiwór uniwersalny dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	2527	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny nasuwany na podłokietniki <b>TYLKO Z BOCZKAMI STANDARDOWYMI - KOD 106</b>	450,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi mocowana z przodu to tapicerki siedziska <b>ZAŁECANA Z ALUMINIOWĄ PŁYTKĄ SIEDZISKA KOD - 1070541</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią warstwą przeciwdeszczową	150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

**NETTI poduszka siedziska**

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
	szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	
350x400	171805	172005	187303	x	189303
350x450	171806	172006	187304	188304	189304
350x500	171807	172007	187305	188305	189305
380x400	x	x	187306	188306	189306
380x450	171809	172009	187307	188307	189307
380x500	171810	172010	187308	188308	189308
400x400	171812	172012	187309	188309	189309
400x450	171813	172013	187310	188310	189310
400x500	171814	172014	187311	188311	189311
400x550	x	x	187333	188333	x
430x400	x	x	187312	188312	189312
430x450	171817	172017	187313	188313	189313
430x500	171818	172018	187314	188314	189314
450x400	x	x	187315	188315	189315
450x450	171821	172021	187316	188316	189316
450x500	171822	172022	187317	188317	189317
450x550	171823	172023	187318	188318	189318
500x450	171825	172025	187319	188319	189319
500x500	171826	172026	187320	188320	189320
500x550	x	x	187321	188321	189321

**NETTI poduszki oparcia**

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL		
	szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
300x400			x	357302	358302	407302	x	x	x
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	