

CAREBED

łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne model: Premium



model: **Premium**



CECHY PRODUKTU:

- ¼ wytrzymała stalowa rama
- ¼ prosty montaż i demontaż
- ¼ koła z hamulcem o średnicy 125mm umożliwiające transport pacjenta
- ¼ zabudowane szczyty łóżka
- ¼ estetyczne wykończenie łóżka w kolorze jasnego drewna
- ¼ 4-częściowe, łamane metalowe leże z drewnianymi poprzeczkami
- ¼ metalowe, stabilne i regulowane w 3-pozycjach boczne barierki bezpieczeństwa
- ¼ regulacja wysokości w zakresie od 39 do 80 cm
- ¼ regulacja kąta zagłówka od 0° do 70°
- ¼ funkcja anty-Trendelenburga/ Trendelenburga* w zakresie 0°-12°
- ¼ precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące 3 sekcjami o sile 2x6500 N
- ¼ siłowniki unoszące bazę łóżka o sile 3000 N każdy
- ¼ precyzyjny pilot 10-funkcyjny
- ¼ wyposażenie dodatkowe: wysięgnik I-R (profil okrągły), wysięgnik II-S (profil kwadratowy), barierka zabezpieczająca, stolik nad łóżkowy

WSKAZANIA:

Wyrób medyczny CAREBED służy do opieki domowej i jest przeznaczony do użytku jako łóżko. Wyrób przeznaczony jest do użytku w domach prywatnych, domach opieki i szpitalach. Łóżka CAREBED służą do łagodzenia lub kompensowania ran lub niepełnosprawności pacjentów.

1. Osoby z trudnościami w poruszaniu się, które potrzebują wsparcia i stabilności podczas leżenia.
2. Pacjenci po zabiegach chirurgicznych, którzy potrzebują regulowanego łóżka do poprawy komfortu i wsparcia podczas powrotu do zdrowia.
3. Osoby z chorobami neurologicznymi, reumatycznymi lub kardiologicznymi, które wymagają długotrwałego leżenia w łóżku.
4. Pacjenci w zaawansowanych stadiach chorób terminalnych, którzy potrzebują specjalistycznego łóżka do opieki paliatywnej. Osoby przechodzące rehabilitację w domu, które potrzebują łóżka z regulacją wysokości i kąta nachylenia, aby wspierać proces zdrowienia.

Wyrób przeznaczony jest do kontaktu z nieuszkodzoną skórą użytkownika (pacjenta) i zostało przetestowane zgodnie z odpowiednimi normami zgodności, w tym: ISO 10993-1:2018, EN ISO 10993-5:2009 i EN ISO 10993-10:2013. Łóżko medyczne spełnia również wymagania norm: EN60601-2-52:2010+A1:2015, EN60601-1-2:2015+A1:2021.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

CAREBED

Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne
model: Premium



model: Premium

Maksymalna waga użytkownika (pacjenta) (kg)	135	Wymiary leża (cm)	200x90
Maksymalny udźwig (materac+pacjent+wypośaenie) (kg)	180	Pozycja Trendelenburga / Anty-Trendelenburga	12°
Całkowita długość łóżka (cm)	215	Maksymalna siła ciągu siłowników leża	6500N
Całkowita szerokość łóżka (cm)	102	Maksymalna siła ciągu siłowników unoszących bazę łóżka	3000N
Regulacja wysokości leża za pomocą siłowników (cm)	39 - 80	Waga całkowita łóżka (kg)	98
Maksymalny kąt odchylenia sekcji pleców	70°	Napięcie wejściowe (zasilanie sterownika)	AC100-240V (50/60 Hz)
Maksymalny kąt odchylenia sekcji nóg	35°	Napięcie wyjściowe (zasilanie siłowników)	DC 24 V
Maksymalna wysokość uniesienia sekcji nóg od podstawy (cm)	21		

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:
mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.