



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI strona 10 Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

27.900,00 zł. brutto
 S.19.01.00
(P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

 S.22.01.01
(P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x180W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km; waga użytkownika do 120kg TYLKO Z ELEKTRONIKĄ VR2 - KOD 408	-
<input type="checkbox"/>	115/525	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km waga użytkownika do 160kg	4.100,00
<input type="checkbox"/>	117/525	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km waga użytkownika do 160kg	4.100,00
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy; TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET Z WYŚWIETLACZEM KODY 416, 398 LUB MODUŁEM OMNI			2.100,00

Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	892	zawieszenie dla osób o wadze do 120kg	-
<input type="checkbox"/>	891	zawieszenie dla osób o wadze do 160kg NIE ŁĄCZYĆ W WERSJI WÓZKA 6KM/H - KOD 115	-

Typ ramy tylnej

<input type="checkbox"/>	352	tylna część ramy wózka na wahaczu, amortyzowana, z jednym-podwójnym kółkiem stabilizującym	-
<input type="checkbox"/>	690	tylna część ramy wózka na wahaczu, amortyzowana, z dwoma pojedynczymi kółkami stabilizującymi	150,00

Szerokość siedziska (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 380-500mm NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 430-550mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 480-600mm	-
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunięcia boczaków w zakresie 530-650mm NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019	-

Głębokość siedziska (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-490mm

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	560mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI NETTI	300,00

Typ siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	alumiowa płyta siedziska, czarna	-
--------------------------	------	----------------------------------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym				-			
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie kodura	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	-
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem tekstylnym, czarna							900,00
<input type="checkbox"/>	12008	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem wodoodpornym; dzianina dystansowa	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	1.100,00

PODUSZKI SIEDZISKA NETTI - TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA - KOD 4276

<input type="checkbox"/>	7206	poduszka siedziska Netti UNO							300,00
<input type="checkbox"/>	7203	poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana							600,00
<input type="checkbox"/>	7208	poduszka siedziska Netti SIT °C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry							900,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 4°							-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 30°							5.800,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50° TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA							5.400,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do 30cm (winda krzyżakowa) oraz elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30° TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WAGA UŻYTKOWNIKA DO 140KG							13.400,00
<input type="checkbox"/>	4937	pomoc do postawienia osoby; elektryczna regulacja kąta tylnej części siedziska w zakresie od 0° do 45*; elektryczna regulacja wysokości siedziska do +200m TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 W WERSJI Z MODUŁEM REGULACJI OPCJI ELEKTRYCZNYCH - KOD 4260 (patrz w formularzu przy elektronice) TYLKO Z PEŁNYM OGUMIENIEM KÓŁEK PRZEDNICH - KOD 900 ZALECANA Z OPCJĄ ELEKTRYCZNEJ REGULACJI KĄTA OPARCIA - KOD 5025 PRZEDNIA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA MOŻE BYĆ WYŻSZA O OK 20mm							13.700,00

Siedzisko opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym							300,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm							250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI dla szerokości siedziska 480mm							250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa						wysokość poduszki siedziska <input type="checkbox"/> 10mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	350,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy, regulowany NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKAMI CENTRALNYMI							900,00

Oparcie pleców- model

<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna	-
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa -
<input type="checkbox"/>	11735	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 150,00

DLA OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI WYSOKOŚĆ OPARCIA WYNOSI 500mm Z MOŻLIWOŚCIĄ OBNIŻENIA DO 450mm

<input type="checkbox"/>	949/237	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym	1.100,00
<input type="checkbox"/>	12003	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina oddychająca	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa 1.300,00

<input type="checkbox"/>	2019	ErgoSeat PRO - komfortowe oparcie pleców TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 430 I 480mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm	1.800,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm	1.700,00

DLA OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW WYNOSI 590mm Z MOŻLIWOŚCIĄ PODWYŻSZENIA DO 630mm

Profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500mm

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	500,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	750,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Oparcie pleców - opcje (nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar)

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA	2.200,00
<input type="checkbox"/>	5025	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM MEYRA - KOD 913 OPCJA TYLKO W WERSJI WÓZKA Z POMOCA DO POSTAWIENIA OSOBY - KOD 4937	2.400,00

System siedzisk

<input type="checkbox"/>	579	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; ręczna regulacja kąta oparcia pleców	8.400,00
<input type="checkbox"/>	567	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców - TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI	10.900,00
<input type="checkbox"/>	580	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; ręczna regulacja kąta oparcia pleców	9.400,00
<input type="checkbox"/>	578	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców - TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI	11.400,00
<input type="checkbox"/>	581	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; ręczna regulacja kąta oparcia pleców	9.200,00
<input type="checkbox"/>	584	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców - TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI	11.400,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców, TYLKO PRZY OPARCIU PLECÓW STANDARDOWYM (KOD 737 I 736), ERGOSEAT ORAZ ERGOSETA PRO	-
<input type="checkbox"/>	2814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; TYLKO DLA SIEDZISKA RECARO I ERGOSTAR KOD 961	500,00
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR	300,00

Zagłówki (NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO)

**MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLKO ZE SZTANGĄ:
PRZY SIEDZISKU STANDARDOWYM, ERGOSEAT, ERGOSEAT PRO ORAZ NETTI - KOD 814
PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR Z KODEM 2814**

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	600,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00

Zagłówki NETTI

**TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814
NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380-450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814 LUB 2814	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane (para) NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	4.100,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe wyjmowane; para NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	700,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	157	8" (200x50cm)	-
--------------------------	-----	---------------	---

Koła przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	150,00

Koła napędowe i przednia wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>	815	12" (320mm); felga aluminiowa; przednia wysokość siedziska	<input type="checkbox"/> 430mm	<input type="checkbox"/> 465mm	<input type="checkbox"/> 500mm	-
<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm); felga aluminiowa; przednia wysokość siedziska	<input type="checkbox"/> 440mm	<input type="checkbox"/> 475mm	<input type="checkbox"/> 510mm	150,00

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
- b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
- c) +80mm przy poduszkach Netti
- d) +120mm przy siedzisku ErgoStar
- e) +150mm przy siedziskach RECARO

Koła napędowe - opcje

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	250,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	400,00

Ogumienie - kolor

<input type="checkbox"/>	908	czarne	-
<input type="checkbox"/>	824	szare	-

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczaków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość przedłużony w tylnej części podłokietnik	500,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki krótkie, odchylane do tyłu z regulacją kąta NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGO-STAR ORAZ RECARO NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD 954 I 957 TYLKO ZE STANDARDOWYM UCHWYTEM JOYSTICKA - KOD 4859	-
<input type="checkbox"/>	14	wzmocnione podłokietniki montowane do profilu oparcia pleców; podłokietniki odchylane do tyłu; regulacja wysokości i kąta; możliwość rozsunięcia podłokietników NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGO-STAR ORAZ RECARO NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD 954 I 957	4.200,00
<input type="checkbox"/>	4422	podłokietniki kod 14 ustawione ze stałą pozycją pochylecia	300,00
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 260mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24 MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.300,00
<input type="checkbox"/>	4983	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 430mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24 MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.500,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska; dla kodu 4982	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawa; dla kodu 4982	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa; dla kodu 4982	250,00

Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi	400,00
<input type="checkbox"/>	86	z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIM PODNÓŻKA - KOD 54	3.800,00

Stopień podnóżka


<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKIEM KOD 86	650,00
<input type="checkbox"/>	105	adapter montażu uchwytów podnóżków z rozszerzeniem o 45mm na stronę; opcja zalecana dla osób ze słonowatością nóg: dystans między podnóżkami musi być większy od szerokości siedziska	500,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798	500,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:

Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

**Podnózek centralny**

<input type="checkbox"/>	5100	podnózek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85° - 95°; regulowany kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka, dla długości podudzia 280-400mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	5101	podnózek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85° - 95°; regulowany kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka, dla długości podudzia 330-450mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4935/2945	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-180°; automatyczne dopasowanie się długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; podnóżki wyposażone w poduszkę podudzia; regulowany kątowno stopień podnóżka, dla długości podudzia 200-400mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 440mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SIEDZISK RECARO	8.400,00
<input type="checkbox"/>	5104/2945	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-180°; automatyczne dopasowanie się długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; podnóżki wyposażone w poduszkę podudzia; regulowany kątowno stopień podnóżka, dla długości podudzia 200-450mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 475MM I 51mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SIEDZISK RECARO	8.400,00
<input type="checkbox"/>	4949/2945	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-180°; automatyczne dopasowanie się długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; podnóżki wyposażone w poduszkę podudzia; regulowany kątowno stopień podnóżka; możliwość elektrycznego opuszczenia stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża, dla długości podudzia 330-450mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SIEDZISK RECARO	8.400,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) przy podnóżku centralnym	150,00
<input type="checkbox"/>	2945	poduszki podudzia do podnóżka centralnego, małe	850,00

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5159	akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h)	zasięg przy prędkości 6km/h do 30km; 10km/h do 25km	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h)	zasięg przy prędkości 6km/h do 40km; 10km/h do 35km	1.800,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A dla akumulatorów kod 5159		-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A dla akumulatorów kod 5158		200,00

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami		-
--------------------------	-----	--	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2		-
<input type="checkbox"/>	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 (NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNYMI PODNÓŻKAMI ORAZ WINDĄ)		-
<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy		1.800,00
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD		2.700,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury		5.300,00
<input type="checkbox"/>	4260	moduł R-Net regulacji do 8 opcji elektrycznych; opcja obowiązkowa w wersji wózka z elektryczną pomocą do postawienia osoby - kod 4937		3.600,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398		6.700,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku tylko z modułem OMNI - kod 839		5.500,00

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą		-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą		-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)		750,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)		2.400,00

Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości		-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf) NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24		650,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net		250,00

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	250,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-
<input type="checkbox"/>	5220	kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA	1.700,00

numer wybranego koloru dla kodu 5220

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	400,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24	400,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.100,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców; TYLKO Z TAPICERKĘ PLECÓW KOD 736	150,00

Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	1.900,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	1.900,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	28.900,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoni TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem tylko z modułem OMNI - kod 839	27.500,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoni TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	32.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	32.900,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ELEKTRONIKĄ R-NET Z WYŚWIETLACZEM DIODOWYM KOD 415	9.300,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	25.900,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589	27.400,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C	
	szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D		tapicerka Easy Care
350x400		171805	172005	187303	x	189303
350x450		171806	172006	187304	188304	189304
350x500		171807	172007	187305	188305	189305
380x400		x	x	187306	188306	189306
380x450		171809	172009	187307	188307	189307
380x500		171810	172010	187308	188308	189308
400x400		171812	172012	187309	188309	189309
400x450		171813	172013	187310	188310	189310
400x500		171814	172014	187311	188311	189311
400x550		x	x	187333	188333	x
430x400		x	x	187312	188312	189312
430x450		171817	172017	187313	188313	189313
430x500		171818	172018	187314	188314	189314
450x400		x	x	187315	188315	189315
450x450		171821	172021	187316	188316	189316
450x500		171822	172022	187317	188317	189317
450x550		171823	172023	187318	188318	189318
500x450		171825	172025	187319	188319	189319
500x500		171826	172026	187320	188320	189320
500x550		x	x	187321	188321	189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL		
	szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
300x400			x	357302	358302	407302	x	x	x
350x500		344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301
380x500		x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302
400x500		344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303
430x500		x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304
450x500		344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305
500x500		344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306
550x500		344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307