

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego z zegarem

nr kat. QKM06090

CECHY PRODUKTU:

- dwuszytnowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące, samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze zamek, możliwość ograniczenia kąta zgięcia/wyprostu (zgięcia 0°-120° co 10°, wyprostu 0-90° co 10°),
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 49,5 do 62 cm



Qmed[®] Silver Line
by życie stało się łatwiejsze