

## KRZESŁO TOALETOWE

nr katalogowy **DRVW01**

### CECHY PRODUKTU:

- plastikowe siedzisko
- stalowa konstrukcja
- miękkie podłokietniki
- skokowa regulacja wysokości krzesła
- wiadro z pokrywką o pojemności 5 litrów
- deska sedesowa z pokrywką

### ZASTOSOWANIE:

Produkt pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku czy korzystającym z wózka inwalidzkiego. Pozwala na zafatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzącej. Ułatwia przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych pacjenta. Krzesło bez wiadra można postawić nad sedesem w toalecie.

CE VITEA®  
CARE



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Wysokość (cm)              | 64 - 79 |
| Szerokość (cm)             | 56      |
| Długość (cm)               | 53      |
| Szerokość siedziska (cm)   | 46      |
| Głębokość siedziska (cm)   | 45      |
| Waga (kg)                  | 7       |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 110     |

mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104,  
94-107 Łódź,  
tel. +48 42 676 32 54,  
rehabilitacja@mdh.pl