

Bingo Fotelik rehabilitacyjny

nr katalogowy DRVRX

CECHY PRODUKTU:

- fotelik wykonany z drewna,
- siedzisko z możliwością regulacji kąta oraz głębokości,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej boczki,
- regulacja pochylenia oparcia z możliwością ustawienia pozycji leżącej,
- podnóżki z możliwością regulacji długości oraz kąta nachylenia,
- platformy stóp zaopatrzone w zapiętki, pasy zabezpieczające, możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej oraz kąta,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej,
- podłokietniki z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej oraz kąta pochylenia,
- stolik do ćwiczeń manualnych i zabawy (z wycięciem na tułów) z regulacją wysokości i kąta położenia,
- fotelik zaopatrzony w kamizelkę stabilizującą klatkę piersiową,
- wszystkie koła jezdne, skrętne zaopatrzone w blokadę,
- zagłówek z możliwością regulacji wysokości i objęcia części potylicznej czaszki,
- regulowane w płaszczyźnie pionowej podparcie odcinka szyjnego kręgosłupa,
- półka pod siedziskiem.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami układu nerwowego, mających problem z samodzielnym siedzeniem. Dzięki szerokim możliwościom regulacyjnym fotelik może być stosowany zarówno dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym jak również tych z problemami wzmożonego napięcia mięśniowego.

Wysokość oparcia (wraz z zagłówkiem)	46 - 62 cm
Głębokość siedziska	25 - 41 cm
Wysokość podnóżków (długość podudzia)	25 - 31 cm
Wysokość podłokietnika od podłoża	68 - 76 cm
Szerokość siedziska (szerokość bioder)	15 - 35 cm
Szerokość oparcia (szerokość klatki piersiowej)	15 - 27 cm
Szerokość urządzenia	58 cm
Długość urządzenia	95 - 150 cm
Waga urządzenia	27 kg
Maksymalne obciążenie	35 kg



VITEA
CARE

