

Thumb Spica

Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka
nr kat. ORR31 - prawa, ORR30 – lewa

CECHY PRODUKTU:

- lekka, otwarta konstrukcja,
- miękkie wyściełanie z trójwarstwowej tkaniny, zapewniające komfort użytkowania,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- usztywnione ujęcie kciuka,
- posiada wyprofilowane wzmocnienie dłoniowe,
- stabilizacja trójpunktowa i regulowane zapięcie z trzema samoprzyczepnymi taśmami,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).



Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13,5 – 16,0	16,0 – 18,5	18,5 – 20,5	20,5 – 23,0	23,0 – 25,5