

Orteza stabilizująca stawu kolanowego

typ: z regulacją kąta zgięcia

nr kat. QKN04020, QKN04030, QKN04040, QKN04050

CECHY PRODUKTU:

- wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi
- możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprostu,
- system taśm dociągowych umożliwi regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53

Doboru rozmiaru dokonuje się na podstawie pomiaru obwodu uda (w cm) 15 cm powyżej środka rzepki.



Qmed® Silver Line
by życie stało się łatwiejsze