

Rehab

nr kat. OR08-0009

CECHY PRODUKTU:

- lekka, otwarta konstrukcja,
- dwie szyny boczne z dodatkowymi wzmocnieniami dla większej stabilizacji,
- szyny boczne dostosowane do anatomicznych kształtów kończyny,
- dodatkowa taśma stabilizująca rzepkę,
- elementy wyściółki wykonane z lekkiej, oddychającej pianki,
- możliwość regulacji zakresu zgięcia (od 0° do 105°, co 15°) i wyprostu (-15° do 90°, co 15°),
- płynna regulacja długości szyny,
- możliwość adaptacji obwodowej ortezy,
- wersja prawa, lewa, uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wybranym zakresie do pełnego unieruchomienia po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 49,0 do 54 cm

