

Innovator DLX Cool

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
nr kat. ORR423100

CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- płynna regulacja długości szyn,
- staw kolanowy odkryty,
- cztery samoprzyczepne taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyrostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka,
- możliwość zablokowania zamka w 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- możliwość natychmiastowego zwolnienia blokady zamka (Quick lock) i jego zablokowania w 0°, 10°, 30°, 45°,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny

Regulacja długości od 58 cm do 71 cm

