



FS 894

KRZESŁO TOALETOWE

Krzesełko toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest osobom, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się, z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz osobom, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych użytkownika.

CECHY PRODUKTU

- stalowa, chromowana rama
- podłokietniki
- deska sedesowa z klapą
- pojemnik sanitarny z pokrywką
- regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami
- funkcja składania do transportu

DANE TECHNICZNE

- A Szerokość całkowita:** 53 cm
B Szerokość wewnętrzna: 47 cm
C Głębokość całkowita: 53 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 43–53 cm
E Wysokość całkowita: 73–83 cm
F x G Wymiar siedziska: 43 cm x 38 cm
Waga: 7,1 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
 +/- 0,5–1 cm

